



Læderarmbånd
med magnetlås -

STEP BY STEP 1 2 3

Inspiration: 11914

01



Klip 4 stykker lædersnøre, 2 mm i en passende længde til håndleddet (ca. 14 cm). Mål armen og husk at trække låsens længde fra. Lim lædersnørernes ender fast i låsen med sekundlim.



Kroglås, str. 18x45 mm, hulstr. 4,5 mm, antik sølv, 1stk. 61356



Lædersnor, sort, tykkelse 2 mm, 10 m/ 1 rl. 51549



Loctite Power Flex sekundlim, 3g 39061



Læderarmbånd med magnetlås -

Den flotte magnetlås er limet på 4 stykker lædersnøre, 2 mm, med sekundlim.

STOF 2000

www.stof2000.dk